

Sistema de Lavado Pulsátil Pulse Lavage



Lavado completo y efectivo. Indicado para los reemplazos articulares tanto de cadera como de rodilla, procedimientos traumatológicos y desbridamientos

El uso del sistema de lavado pulsátil Pulse Lavage previene la micro embolización de espacios estrechos, minimizando los posibles cambios vasculares. También se ha probado que el sistema Pulse Lavage reduce el riesgo potencial de embolismo graso. Optimiza la penetración ósea y fijación del cemento, reduciendo la posibilidad de la laminación sanguínea.

Especificaciones:

Peso: 210 gr

Boquilla: Forma elíptica

Flujo (ml/min): 1.200 ml a velocidad alta / 600 ml a velocidad baja

Baterías: pilas de 8X1.5v

El sistema se suministra con una capucha de pulverización en abanico y una sonda de canal estrecha



Referencia: WJ-06

