
FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA

1. DESCRIPCIÓN:

Las mascarillas filtrantes desechable protegen del polvo respirable, humo y neblina acuosa (aerosoles).

Una mascarilla quirúrgica es “un producto sanitario que cubre la boca y la nariz, sujeta por una cinta.

Proporcionando una barrera para reducir al mínimo la transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico y el paciente.

Está exenta de fibra de vidrio y látex.



2. INDICACIONES DE USO:

- Prevención respiratoria contra partículas sólidas y líquidas presentes en el aire
- Protección frente a salpicaduras de sangre y saliva

3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada a base de celulosa
- Presenta bandas para su adaptación al pabellón auditivo
- Plana y plegada para mejor adaptación al rostro del usuario

4. VENTAJAS:

- Eficacia de filtración de partículas < 95%

5. ENVASADO:

- No estéril

6. INSTRUCCIONES DE USO

- Según procedimiento habitual en cada situación, quirófano y especialidad siguiendo las indicaciones del fabricante.
 1. Abrir la mascarilla
 2. Aplicar la mascarilla con la mano cubriendo completamente la nariz y la boca
 3. Desplegar la mascarilla para conseguir su adaptación facial
- Almacenar a temperatura ambiente evitando temperatura y humedad excesiva

7. REFERENCIAS:

639344150 44455


8. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

- Clase de AEMPS: I
- Cumple con la normativa 93/42/EEC
- Cumplen con la normativa europea EU 2016/425 para Equipos de Protección Individual

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDOR:
Futurimplants S.L.
C/ Josefina Manresa Quesada 113
03202 ELCHE (Alicante)
Telf: 965 423 758