


FICHA TECNICA



DESCRIPCION:

- La Placa Vieira se desarrolló para el tratamiento de la deformidad del pie plano valgo mediante el alargamiento del calcáneo. La placa se puede insertar en el espacio de la osteotomía en función de la cantidad de cobertura talo navicular necesaria.



INDICACIONES DE USO:

- Tratamiento para alargamiento calcáneo en casos de pie plano valgo asociado clínicamente con depresión del arco medial, discapacidades para caminar, callosidades, ulceraciones, y dolor.
- Alargamiento de columna lateral, retropié en valgo, rotación externa

CARACTERISTICAS:

- La capacidad de distracción del implante permite adaptarse al alargamiento calcáneo
- Dos componentes unidos por un eje
- Tornillo de distracción para adecuación del implante a la necesidad de osteotomía
- Superficie ranurada para evitar el deslizamiento del implante en la osteotomía
- Posibilidad de fijación por pines con fijación a la placa
- **Distracción de componentes:**
 - Mínima 7 mm
 - Máxima 13 mm
- **Tamaños:**
 - Implante:
 - 15 mm
 - 18 mm
 - Pines de fijación:
 - 2.7 X 14mm
 - 2.7 X 16mm
 - 2.7 X 18mm
 - 2.7 X 20 mm



REFERENCIA
31627010012 PLACA VIEIRA 18MM
31627010015 PLACA VIEIRA 15MM
24627142027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X14 MM
24627162027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X16 MM
24627182027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X18 MM
24627202027 Tornillo bloqueo cabeza vieira TI 2.7X20 MM

VENTAJAS:

- Facilidad de implantación
- Mantiene la distracción de la osteotomía mediante pines de fijación a placa
- Adaptación de la distracción a las necesidades del paciente y según indicación del cirujano
- Tamaños adaptables a la osteotomía calcáneo navicular

ENVASADO:

- No Estéril.

MATERIAL:

- Titanio

INSTRUCCIONES DE USO:

- Según procedimiento habitual en cada quirófano basado en la técnica quirúrgica indicada por el fabricante.

INFORMACION REGLAMENTARIA:

- Clase de AEMPS: IIb

INFORMACION ADMINISTRATIVA:

DISTRIBUIDO POR:

- FUTURIMPLANTS S.L.
C/ Josefina Manresa Quesada 113 bajo
C.P. 03202
Elche- Alicante
Tlf. 965 42 37 58 Fax: 965 42 37 53
@: futurimplants@grupo-sr.com

